

RUMA[®]

Marker-System



Ruma Marker-System für MPU / Abstinenzkontrolle

Die bewährte Alternative zur Sichtkontrolle bei der Urinabgabe jetzt **analytisch forensisch akkreditiert** nach DIN EN 17025.

Die bekannten Vorzüge des Ruma Marker-Systems sind nun endlich auch für den Bereich MPU / Abstinenzkontrolle verfügbar:

- **keine Begleitung mehr zur Toilette**
 - damit entfällt das Problem der gleichgeschlechtlichen Begleitung
- **kein Untermogeln von Fremdurin mehr möglich**
 - weder extern am Körper noch intern im Körper
- **sichere Analyse der Probenqualität nach neuestem Stand der Wissenschaft und Technik**
 - Verdünnung, Zusatz von Chemikalien oder pflanzlichen Stoffen – alle bekannten, gängigen und originellen Manipulationsmethoden werden in umfassender Analyse untersucht
- **Planungssicherheit bei Ihren organisatorischen Abläufen**
 - keine Wartezeiten vor der Toilette
 - keine Diskussionen wegen der Sichtkontrolle

Ruma GmbH

Hauptsitz:
Aachener Straße 338
D-50933 Köln

Telefon: + 49 (0) 221 / 39 90 11 0
Fax: + 49 (0) 221 / 39 90 11 20

mpu@marker-test.de
www.marker-test.de

RUMA[®]

Marker-System



Zuverlässige Urintests ohne Verletzung der Intimsphäre

Das Ruma Marker-System zum Einsatz
in MPU / Abstinenzkontrolle





DAS RUMA MARKER-SYSTEM: DER SICHERE WEG ZUR ZUVERLÄSSIGEN URINPROBE

Das Problem der Manipulation von Urinproben - sei es bei der Drogenkontrolle oder im Sport - ist seit langem bekannt. Proben werden gegen „sauberen“ Urin ausgetauscht, verdünnt oder mit chemischen oder pflanzlichen Substanzen versetzt, um so ein günstiges Testergebnis zu erhalten.

Das Ruma-Marker-System nimmt sich dieses Problems an und gewährleistet durch neueste Analysetechniken, dass sowohl die Identität des Probenspenders als auch die Qualität der Probe sichergestellt sind.

Erfahren Sie mehr über die von uns eingesetzten Polyethylenglycole und unser umfassendes Analysespektrum unter www.marker-test.de

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Ruma-Marker-System findet erfolgreich Anwendung in allen relevanten Bereichen:

- Substitution und Therapieeinrichtungen
- Psychiatrien
- Strafvollzug und Bewährungshilfe
- Drogenkontrollen am Arbeitsplatz
- Sport

STELLUNGNAHME DER EUROPÄISCHEN ARZNEIMITTELAGENTUR (EMA)

Die European Medicines Agency (EMA) bestätigt, dass es sich bei den von uns eingesetzten Markern nicht um Arzneimittel handelt:

„Therefore, the Agency considers that this product does not fall within the definition of a medicinal product, as given in Directive 2001/83/EC [...]“

(Daher stellt die Agentur fest, dass dieses Produkt nicht unter die Definition eines Arzneimittels gemäß Richtlinie 2001/83/EG fällt [...])

Die vollständige Stellungnahme steht für Sie unter www.marker-test.de zum Download bereit.

ÄNDERUNG DER FAHRERLAUBNIS-VERORDNUNG (FeV) ZUM 01.05.2014

Mit der zum 01.05.2014 in Kraft getretenen Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung trägt nun auch der Gesetzgeber den Bemühungen all jener Rechnung, die durch ihren Einsatz in Forschung und Praxis die Drogenkontrolle aus Urin sicherer, zuverlässiger und weniger invasiv für alle Beteiligten gestalten wollen.

IN DER ANLAGE 4A (ZU DEN §11 ABSATZ 5) ZUR FAHRERLAUBNIS-VERORDNUNG (FeV) HEISST ES:

3. Bei Abgabe einer Urinabgabe können als Alternative zur Sichtkontrolle auch dem Stand der Wissenschaft und Technik entsprechende Verfahren zur eindeutigen Zuordnung des Urins zu der zu untersuchenden Person verwendet werden.

Dies macht es uns möglich, die Vorteile der Urinabgabe ohne Sichtkontrolle nun auch für den Bereich MPU / Abstinenzkontrolle anzubieten:

- kein Eingriff mehr in die Intimsphäre des Patienten
- keine Störung des Praxisablaufs durch lange Wartezeiten vor der Toilette
- umfassende Qualitätskontrolle des Urins nach neuestem Stand von Wissenschaft und Technik

ZERTIFIZIERTE PROBENNEHMER

Durch klar definierte und transparente Qualitätsstandards stellen wir sicher, dass die Integrität der Probe von der Identifizierung des Probanden bis zur Befundübermittlung gewährleistet ist. Den Nachweis eines Qualitätssicherungssystems zu den Anforderungen der verlässlichen Probenahme stellen wir durch Fortbildungen, u.a. durch Fachreferenten aus den Bereichen forensischer Toxikologie und Chemie sowie Ärzten mit Verkehrsmedizinischer Zusatzqualifikation, sicher.

Lassen Sie Ihre Patienten von unserer Erfahrung und unserem Know-How profitieren. Durch rechtsverwertbare, forensisch abgesicherte Urinkontrollen ohne entwürdigende Begleitung zur Toilette.

DIE BEWÄHRTE FUNKTIONSWEISE DES RUMA MARKER-SYSTEMS:

- verschlüsselte Markersubstanzen zur eindeutigen Identifizierung der Probe
- Einnahme des Markers unter Aufsicht
- MPU-Einsatz: Einnahme des Markers ausschließlich unter Aufsicht von zertifizierten Probennehmern
- Urinabgabe nach 30 Minuten* ohne Begleitung zur Toilette
- Versand der Probe nach forensischen Bedingungen an das Labor

DIE LEISTUNGEN UNSERER AUCH FÜR DIE MARKERANALYTIK FORENSISCH AKKREDITIERTEN PARTNERLABORE:

- Markeranalyse für die zuverlässige Zuordnung von Proband und Probe
- Dillutionskontrolle über den Kreatininwert
- Probenintegritätstest für störungsfreie Analytik inkl. pH-Wert-Messung und Test auf Oxidantien
- Drogenparameter
- ETG, Glucose, Saccharose
- chromatographische Bestätigungsanalysen